


ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ▲ Используйте только рекомендованный тип элементов питания и соблюдайте полярность при их установке.
- ▲ Размещайте прибор на плоской ровной устойчивой горизонтальной поверхности.
- ▲ Не размещайте прибор на мягкой поверхности.
- ▲ Не перегружайте весы (более 180 кг), не вставайте на весы резко.
- ▲ Не рекомендуется пользоваться весами беременным женщинам и людям с кардиостимуляторами.
- ▲ Во время хранения не ставьте на весы никакие предметы.
- ▲ Извлекайте элементы питания на время длительного хранения весов.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

1. Электроды для больших пальцев
2. Дисплей
3. Ручка
4. Электроды для ступней
5. Платформа весов
6. Провод
7. Отсек для элементов питания
8. Электроды для четырех пальцев
9. Высокочувствительные датчики
10. Кнопка изменения единицы измерения веса (кг, фунты, стоуны)
11. Крышка отсека для элементов питания



Дисплей



Индикация	
	Индикатор параметра «Содержание жира в теле». Непрерывно горит во время измерения
	Индикатор параметра «Содержание мышечной массы в теле». Непрерывно горит во время измерения
	Значение процентного содержания жира в организме. Горит оранжевым цветом
	Значение процентного содержания мышечной массы в организме. Горит синим цветом
	Измерение дополнительных параметров тела. Значки бегают в процессе измерения параметров
	Индикатор Bluetooth-соединения. Непрерывно горит, если соединение установлено
	Индикатор уровня заряда элементов питания. Появляется при низком уровне заряда элементов питания вместе со значением $\lfloor 0$
	Единицы измерения веса (кг, фунты, стоуны). Непрерывно горит выбранная единица
	Отображаются значение массы тела и системные сообщения

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Достаньте прибор и комплектующие из упаковки. Удалите все транспортировочные материалы и наклейки.

Обязательно сохраните на корпусе все предупреждающие наклейки и этикетку с серийным номером изделия.

Визуально убедитесь в отсутствии механических повреждений прибора и установите элементы питания (см. раздел руководства пользователя «Установка элементов питания»).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Режим измерения массы тела

1. Убедитесь, что элементы питания установлены в отсек (7). Установите весы на ровную, сухую и твердую горизонтальную поверхность.

i Если Вы хотите выбрать другую единицу измерения, то наступите на весы ногой, чтобы на дисплее появилось значение . Нажимая на кнопку (10) в отсеке (7), выберите нужную Вам единицу измерения.

Выбрать другую единицу измерения также можно в приложении умных весов (см. раздел руководства пользователя «НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ»).

2. Плавнo встаньте на весы и стойте неподвижно 5-10 сек. На дисплее появится значение . Значение массы тела будет меняться. Если Вы взвешивались в обуви, установившееся значение мигнет три раза и сохранится на дисплее. Если Вы взвешивались в носках или босиком, весы отобразят на дисплее значение массы тела, в течение примерно 3 сек. будут мигать индикаторы процента жира и мышечной массы. После отобразятся значения .

i В данном режиме не нужно использовать ручку (3) умных весов, так как измеряется только масса тела. Во время взвешивания не переносите вес с одной ноги на другую, с носка на пятку и наоборот, не изменяйте положение рук и туловища в пространстве. Движения влияют на точность измерений.

3. Сойдите с весов. Дисплей погаснет примерно через 10-15 сек.

Режим измерения массы тела и дополнительных параметров тела

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед первым измерением дополнительных параметров тела необходимо установить сопряжение весов с телефоном (см. раздел «НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ»).

1. Повторите пункт 1 раздела «Измерение массы тела».

2. Если весы используются впервые, установите сопряжение с телефоном с помощью приложения (4). (см. раздел руководства пользователя «НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ»). После сопряжения на дисплее будет непрерывно гореть индикатор .

3. Плавнo встаньте на весы голыми ступнями, разместив их ровно на четырех электродах (4), возьмите ручку весов (3) обеими руками и плавнo потяните на себя. Разместите пальцы рук ровно в границах электродов (1), (8). На дисплее появится значение , а затем значение веса будет меняться.

⚠ Не вставляйте на платформу в обуви и в носках при измерении дополнительных параметров тела, иначе весы не смогут провести измерения. Убедитесь, что Вы правильно расположили пальцы и ступни на электродах. Не размещайте на электродах ладони.

4. Вытяните руки под углом 45° по отношению к туловищу так, чтобы они не касались груди, и стойте ровно.

5. Заждитесь в таком положении, пока весы не произведут измерение параметров тела. Как только весы окончат измерение массы тела, установившееся значение мигнет три раза и сохранится на дисплее.

i Во время измерения параметров тела не переносите вес с одной ноги на другую, с носка на пятку и наоборот, не изменяйте положение рук и туловища в пространстве. Движения влияют на точность измерений.

6. После измерения массы тела устройство начнет измерять дополнительные параметры тела. На дисплее вместо значений дополнительных параметров тела будут бегать два значка в течение примерно 10-15 секунд.

7. После измерения дополнительных параметров тела значок исчезнет, а на дисплее отобразится значение процента жира и процента мышечной массы.

i Если вместо числовых значений дополнительных параметров тела отобразится значение - - -, значит, во время измерений произошла ошибка. Убедитесь, что Вы правильно выполнили пункты 3-6 раздела.

8. Сойдите с весов. Дисплей погаснет примерно через 10-15 сек.



i Для получения полной информации об эксплуатации Вашего прибора обращайтесь, пожалуйста, к руководству пользователя, а также в отдел заботы о клиентах по телефону 8 (800) 350-05-03 (доб. 2)